

Les collyres mydriatiques chez l'enfant : **GARDONS L'ŒIL OUVERT !**

Les collyres mydriatiques sont utilisés dans le cadre d'examen ophtalmologiques afin de dilater la pupille avant un fond de l'œil, ou mettre en repos de l'accommodation nécessaire à mesurer la réfraction de l'œil

Mal utilisés, notamment chez les enfants, il existe un risque de passage dans la circulation sanguine, pouvant provoquer des effets indésirables graves.


Prévenez les risques de surdosage, d'ingestion ou de passage cutané en respectant les règles ci-dessous :



Se laver soigneusement
les mains



Eviter de toucher
l'œil ou les paupières
avec l'embout du flacon



Pour instiller ce collyre,
faire regarder l'enfant vers le haut
et tirer légèrement la paupière
inférieure vers le bas



L'œil fermé, essayer proprement le surplus,
notamment sur la joue de l'enfant



Comprimer l'angle interne de l'œil
pendant 1 à 2 minutes



En cas de difficulté de compréhension des parents, l'administration doit se faire en présence d'un professionnel de santé



Respecter les contre-
indications et ne pas
dépasser les posologies
maximales recommandées



Respecter l'espacement
recommandé entre les
instillations et tenir compte
du délai d'action



Surveiller l'enfant
attentivement
pendant 30 minutes

CONSULTER LE TABLEAU



Après l'examen, la dilatation de l'œil peut persister plusieurs heures et l'enfant peut présenter des symptômes non graves (rougeur du visage, sécheresse de la bouche).
Consultez immédiatement un médecin en cas d'apparition de symptômes neurologiques, cardiovasculaires ou digestifs.